

Spezielles entwickeltes Ventil zur sicheren Handhabung

- Spezielles Ausblasventil zur sicheren Anwendung an Hörgeräten.
- Sowohl „Im-Ohr“ Geräte wie „Hinter-dem“ Ohr Geräte können vom Anwender gereinigt werden.



Durchblasen des Belüftungskanals oder des Akustik-Schlauches ermöglicht dem Hörgeräteträger sichere Reinigung zu geringen Kosten, denn nur wenn der Belüftungskanal frei ist, bleibt das angenehme Tragegefühl und die optimale Funktion des Hörgerätes erhalten.

